

より効果的にご使用いただけるオプションやサポートの数々




発注モジュール

カタログデータを利用して購入依頼から発注、そして納品時までサポートし、在庫登録の作業を軽減し、漏れを防ぎます。



ハンディモジュール

ハンディターミナルを使用することで棚卸処理などPCと同様の処理が、場所を問わず、まとめて効率的に行えます。



スマホモジュール

携帯端末向けに機能をコンパクトにまとめました。無線でシステムに接続し、PCと同等の処理を行うことができます。



高圧ガスモジュール

ボンベ単位で在庫登録、返却を管理します。ガスの内容、場所、量を確認することができます。



鍵ボックスモジュール

PCと鍵ボックスを連動させ、鍵の持出返却や履歴管理を行います。利用者毎に鍵の使用権限を設定できます。

バイリンガル本格対応

研究や開発に外国人の参加の機会も増えてきますが、当システムでは使用している言葉一つ一つをネイティブチェックしました。



カスタマイズも対応可能

例えば業務運用に則した機能が欲しい、データの移行をして欲しいなど、お客様のあらゆるニーズにお応えしますので、ぜひ一度ご相談ください。



保守サポートも万全


全国の販売代理店スタッフや弊社営業スタッフ、技術スタッフと連携して、お客様の業務をサポート致します。



化学構造式を利用したシステムをお探しの方へ

化学構造式を利用してより高度な管理が行える試薬管理システム「CRAIS Reagent」をご紹介します。

構造式でのカタログ検索や在庫試薬の検索が行え、試薬のみだけでなく自社で合成された中間体や自社化合物の登録も行えるシステムです。



サーバー OS	Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 Vista Business、Windows7 Pro 以上
データベース	SQL Server 2008、SQL Server 2012 ※Express Edition 可
Web ブラウザ	Flash Player が動作するブラウザ (IE、Chrome、Firefox、Safari 等) ※電子天秤、P-Touch 等の周辺機器の利用は、Internet Explorer のみ可
クライアント OS	上記 Web ブラウザが稼働する OS ※電子天秤、P-Touch 等の周辺機器の利用は、Windows7、8 のみ可

●2014年10月時点での情報になります。詳細については担当営業にお問い合わせください。

あなたと化学の味方。

[製造元] 株式会社インフォグラム
INFOGRAM

福岡本社 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2-17-19 安田第5ビル3F
TEL:092-452-2733 FAX:092-452-2455

[販売元] **和光純薬工業株式会社**

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL: 06-6203-1788(学術課)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL: 03-3270-8243(学術課)
●九州営業所 TEL: 092-622-1005 ●中国営業所 TEL: 082-285-6381
●東海営業所 TEL: 052-772-0788 ●藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351
●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 ●東北営業所 TEL: 022-222-3072
●北海道営業所 TEL: 011-271-0285
フリーダイヤル: 0120-052-099 フリーファックス: 0120-052-806

最新の情報はコチラまで
<http://infogram.co.jp/chemicaldesign/>

化学物質安全管理支援システム

Chemical Design
for Laboratory Version 5.0

Wako



化学物質安全管理支援システム

Chemical Design for Laboratory Version. 5.0

様々な立場や役割の利用者にあわせた
それぞれの使い方ができる、それぞれのシステムに。

一般利用者へのアプローチとして


管理者の作業を軽減し、よりスピーディーに

化学物質の管理を徹底するためには、まずはみなさんに
気軽に使っていただくことが必要だと考えました。

管理業務は想像以上に多く大変。
そんな管理者の業務をChemical Designはサポートします。

日々の作業はこれだけ。

あらゆる管理を能率的に。




一般試薬のようにシンプルに管理したい場合は
本数管理で使い切った時だけ登録する運用も可能

ずっと使うシステムだから、
日々の運用をシンプルにしました。

他にもこんな工夫が。

- 直感で操作できるインターフェイス。
- よく使用する機能を TOP 画面に設置可能。
- 入力時の初期値をあらかじめ設定するなど、自分専用のカスタマイズ設定機能。



薬品管理に必要な基本的な機能はオプションなどにせず、
全部一つのシステムにまとめました。

だから導入も分かりやすく、管理者、責任者も迷わない。

- どの場所にどんな試薬があるか、色んな条件で抽出し、施設図面上で照会することも可能。
- 消防法や PRTR、労働安全衛生法などの法規制に対する各種集計機能も搭載。
- 利用者の権限設定やアクセス履歴、使用量集計機能など運用管理もサポート。

在庫検索画面
検索結果から素早く次の処理へ

個人設定画面
自分が使い易いようにセッティング

消防法対応
有事の際には素早く対処

カタログデータ詳細
試薬の詳細情報を一画面で照会

