



96ウェル同時処理タイプ

マイクロプレートウォッシャー

MW-96FR



バイオテック株式会社®

96ウェル同時処理タイプ マイクロプレートウォッシャー

MW-96FR

● 洗浄ヘッド



● 操作パネル



● 特長

- ▶ 96ウェル同時処理タイプのプレートウォッシャーを軽量・コンパクト・低価格にて実現
- ▶ 洗浄液量、洗浄回数はパネルから任意に設定可能
- ▶ 洗浄ヘッドは着脱が可能
- ▶ プログラム作成はパネルからの簡単入力
- ▶ Normal、Aspirate、Dispense、Dispense_endの4動作モード搭載
- ▶ 切り替えバルブ(外付け・オプション)を追加することで最大4種類の送液が可能

● 主な仕様

電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	200W(真空ポンプ含む)
寸法	210mm(W)×290mm(D)×305mm(H)
重量	8.5kg(本体のみ)
適応プレート	各種96ウェルマイクロプレート
洗浄方法	96ウェル同時処理
分注量	50~2,000 μ L
洗浄サイクル	0~99回
洗浄時間	約25秒/枚(350 μ L:3回洗浄時)

● 価格

MW-96FR本体価格 (本体+廃液ボトルセット+30Lポンプ込)	¥980,000-
4液切り替えバルブ	¥50,000-

※予告なく仕様、価格を変更する場合がございます。

販売店名

BioTec バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL.(03)3816-6931 FAX.(03)3818-4554
大阪営業所/〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
第2日大ビル907号
TEL.(06)6379-1555 FAX.(06)6379-1565

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail:info@biotec.co.jp